




# NUTRISMART®

## Evaluation Sheet/تقرير التقييم (EN/عربي)

### NUTRISMART® Level\المستوى



NUTRISMART®-Level	slgG <sub>4</sub> Concentration
1	low منخفض
2*	moderate متوسط
3*	high مرتفع

\*corresponds to a moderate or high slgG<sub>4</sub> level. These results are regarded clinically relevant if they are in correlation with the medical history and symptoms

- Make sure to read under proper light conditions!
- Compare the patient signals (the middle and right band) in each test area with the standard (left control band)



Patient: \_\_\_\_\_

Date of birth: \_\_\_\_\_

Date of test: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Medical history: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code Food (الطعام)    1    2    3

1	f4	Wheat قمح	1	2	3
2	f5	Rye حبوب الجاودار	1	2	3
3	f6	Barley شعير	1	2	3
4	f7	Oat شوفان	1	2	3
5	fx87	Grain Mix A مزيج الحبوب Buckwheat الحنطة السوداء Amaranth قطفة   Goosefoot زربح	1	2	3
6	fx602	Grain Mix B مزيج الحبوب Corn ذرة   Rice أرز	1	2	3
7	f35	Potato بطاطس	1	2	3
8	f14	Soy صويا	1	2	3
9	fx451	Yeast Mix الخميرة مزيج Baker's yeast خميرة الخباز Brewer's yeast خميرة البيرة	1	2	3
10	f79	Gluten غولتين	1	2	3
11	f13	Peanut فول سوداني (فستق)	1	2	3
12	f17	Hazelnut بندق	1	2	3
13	f20	Almond لوز	1	2	3
14	f29	Banana موز	1	2	3
15	fx88	Fruit Mix A مزيج الفواكه Lemon ليمون   Orange برتقال	1	2	3
16	fx90	Fruit Mix B مزيج الفواكه Strawberry فراولة Grape عنب   Peach دراق	1	2	3
17	f49	Apple تفاح	1	2	3
18	f52	Pineapple أناناس	1	2	3
19	f84	Kiwi fruit كيوي	1	2	3
20	f97	Cacao كاكاو	1	2	3

Code Food (الطعام)    1    2    3

21	f1	Egg white بيض البيض	1	2	3
22	f75	Egg yellow صفار البيض	1	2	3
23	f78	Casein كازين	1	2	3
24	f199	Cow's milk حليب البقر	1	2	3
25	f300	Goat's milk حليب الماعز	1	2	3
26	f325	Sheep's milk حليب الغنم	1	2	3
27	f3	Cod سمك القد	1	2	3
28	fx97	Fish Mix مزيج الأسماك Salmon سمك السلمون Trout سمك السلمون المرقط	1	2	3
29	f40	Tuna تونة	1	2	3
30	fx81	Seafood Mix مزيج فاكهة البحر Shrimp جمبري (فريديس) Squid اخطبوط   Octopus	1	2	3
31	f25	Tomato بطاطم (بندورة)	1	2	3
32	fx144	Legume Mix مزيج البقوليات Pea بازلاء Green bean فاصوليا خضراء	1	2	3
33	fx98	Veg. Mix A مزيج الخضار Carrot جزر   Celery كرفس	1	2	3
34	fx99	Veg. Mix B مزيج الخضار Cabbage كرنب (ملفوف) Broccoli بروكلي	1	2	3
35	fx96	Leek Mix مزيج كراث\بصل Garlic ثوم   Onion بصل Leek كراث	1	2	3
36	f88	Lamb لحم حمل Mutton لحم خروف	1	2	3
37	fx91	Meat Mix A مزيج اللحوم Pork لحم خنزير   Beef لحم بقري	1	2	3
38	fx92	Meat Mix B مزيج اللحوم Chicken دجاج   Turkey ديك رومي	1	2	3
39	f955	Coffee قهوة	1	2	3
40	f89	Mustard خردل	1	2	3